

バイオバンクからお得な情報をご案内

皆さん、ご存知ですか？

「全自動DNAゲル抽出装置」

Sage Science, BluePippin



BluePippinは、全自動でアガロースゲルからDNA抽出を行う装置です

手作業で十分なんですけど...
何か利点があるんですか？




BluePippinならではの利点で
あなたをサポート

● マニュアル作業削減 ●
実作業時間の短縮を実現



● 正確な抽出 ●
より狭い範囲の抽出が可能



● 各レーンが独立 ●
コンタミリスクがゼロ

正確でコンタミなしの抽出でシーケンス効率がアップ!!!

製品を使用されたお客様の声

『miRNA Seqのライブラリー調製では、140bp付近のライブラリーを回収する必要がありますが、近接する領域に複数の産物が混在するため、回収が非常に難しい工程でした。しかし、BluePippinを使うことで目的のサイズ域がきれいに精製され、無事にシーケンスができました。』

Oxford Nanopore、PacBio Sequelユーザーにもおススメ。裏面へGO➡




長鎖DNA抽出専用のゲルカセット HighPass Plusが登場

特長

- 幅広ゲルで、長いDNA断片をスムーズに電気泳動
- 実行時間の短縮 (> 15kb抽出 2時間30分~3時間)
- 回収ウェルの大型化 (80 μ L)
- 優れた再現性

さらに!

回収率が大幅改善



BluePippin で質の高いロングリードシーケンスを

BluePippinはあなたの研究を
一つ上にアップグレードします



NOW IS THE TIME!!!

興味のある方はお問い合わせを
⇒biobank@okayama-u.ac.jp